



# BC-San 100



AP3199

## Conditionnement :

AP3199

Carton de 12 flacons de 100ml

## Certification :

Certificat

CE N° CE G1 029056 0067 Rev.00

## Expertise :

Prof. Dr. H.P. Werner, Schwerin, HygCen,  
Viruzidie prEN 16777, 2018-11, Spocizidie  
prEN 17126, 2018-11, Mikrobizidie  
2018-11

Dispositif Médical Classe IIa  
Organisme notifié : TÜV Süd GmbH (0123)  
Fabricant : Alpro Medical GmbH  
05/2019 - 412329V2

## Décontamination/désinfection des bouteilles sous-pression.

Solution concentrée destinée à décontaminer/désinfecter les bouteilles sous pression des systèmes d'alimentation d'eau amovibles (type BCS-Bottle Care System) connectées à l'unité dentaire ou médical.

- dose concentrée à utiliser une fois par semaine au minimum pour une bouteille (type «BCS») d'une capacité de 1 à 1,5 litre.

## Composition :

Hypochlorite de sodium avec 1-2% de chlorine active

## Application :

Après avoir détaché la bouteille de l'unité, verser tout le contenu du flacon de BC-San 100 dans la bouteille préalablement vidée et remplir en totalité avec de l'eau du réseau\*

## Temps de contact :

Minimum 6 heures, meilleure efficacité avec une application pendant toute une nuit. Pendant le temps de contact, utiliser une seconde bouteille traitée au préalable avec BC-San 100 pour utiliser les solutions de maintien de la qualité de l'eau de soins (Alpron, Bilpron).

## Attention !

Ne jamais remettre la bouteille sous pression pendant la désinfection. Rincer abondamment la bouteille avec de l'eau du réseau\* avant réutilisation puis suivre les instructions du fabricant du système d'alimentation d'eau amovible.

\* Il est recommandé d'utiliser de l'eau bactériologiquement maîtrisée (obtenue après filtration; filtre tous germes 0,22µm) pour les patients les plus vulnérables, pour les soins au contact des muqueuses ou exposant à un risque infectieux particulier. Guide Technique de l'Eau dans les Etablissements de Santé. Ministère de la Santé. 2005

## Durée de conservation:

2 ans

## Environnement :

Les substances actives utilisées pour BC-San 100 sont biodégradables conformément aux directives de l'OCDE. BC-San 100 ne doit être manipulé que par un personnel qualifié et portant des vêtements de protection individuelle

