



Information Produit

KometWipes

Lingettes à base d'alcool pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Lingettes imprégnées pour le nettoyage et la désinfection rapides des surfaces, des dispositifs médicaux non-critiques et du mobilier comme par exemple les manettes d'unit, les tablettes, l'unit, etc.



Réf. **AP548**
12 boîtes de 100 lingettes

Avantages des KometWipes :

- Particulièrement doux et résistant à la déchirure
- Volume élevé de libération de la solution désinfectante sur la surface
- Parfum citron
- Approprié pour une utilisation sur le plexiglas (test de Röhm)
- Format : 140 x 200 mm
- Une solution efficace et économique

Composants de la solution d'imprégnation des lingettes, contenu pour 100g de solution active :

250 mg de benzy-C12-16-alkyldiméthyl
250 mg de chlorure de diécylidiméthylammonium
250 mg de chlorure de C12-14 alkyl (éthylphényl)
méthyl diméthyl
20 g d'éthanol
9,9 g de propanol-1

Spectre d'activité et temps d'action :

Bactéricide (EN 13727 incl. MRSA), levuricide (EN 13624) et actif contre les virus HBV/HCV/ HIV/ BVDV/vaccinia (EN 14476)..... 1 min.
Bactéricide et levuricide avec effet mécanique (EN 16615)..... 5 min.
Action tuberculocide (M. terrae, EN 14348).. 5 min.

Domaine d'utilisation : KometWipes

KometWipes s'utilise pour le nettoyage et la désinfection rapides des surfaces, des objets, tablettes, manettes d'units, appareils, touches de commande, meubles, accoudoirs, poignées de porte, etc.

N'utiliser que sur des surfaces résistantes à l'alcool ! (éviter cuir, bois verni et peinture).

Durée de conservation

3 ans

Après ouverture de la recharge, les lingettes peuvent être utilisées pendant 28 jours. Attention à refermer correctement le couvercle après chaque utilisation.

Mode d'emploi et application :

À l'aide d'une lingette, humidifier complètement les surfaces et les objets à nettoyer et à désinfecter et laisser agir selon le spectre d'activité et le temps de contact requis. Ne pas rincer, ne pas essuyer. A n'utiliser que sur les surfaces compatibles avec l'alcool.

Compatibilité avec les matériaux utilisés au cabinet dentaire, sauf les surfaces non compatibles avec l'alcool.

Conditionnement :

AP548 | 12 boîtes de 100 lingettes.

Certification :

Certificat

N° CE1085291-30 Rev.00



Réf. **AP548**

12 boîtes de 100 lingettes

Expertises

1. Hong Soon Chin, Kuala Lumpur, 2018-05; EN 16615
2. Dr. H.Brill, Hamburg, 2021-05; EN 13624
3. Dr. H.Brill, Hamburg, 2021-05; EN 13727
4. Prof.Dr.H.P.Werner, Schwerin, VAH, 2019-02; EN 13727, EN 16615
5. Prof.Dr.H.P.Werner, bactéricidie (S.Aureus)
6. Dr rer.med T. Koburger-Janssen, Greifswald VAH bactéricidie et levuricidie, 2022-09
- 7.Rapport BECHT Offenburg, TB EN 14348 2020-12
8. Prof.Dr.H.P.Werner, Schwerin, EN14348
9. Dr J. Steinmann, Bremen, 2008-08 Vaccinia
- 10.Rapport BECHT Offenburg, Vaccinia 2020-12
11. Dr.J. Steinmann, Offenburg, BVDV 2005-10
12. Schwerin; Norovirus Murin