

Types de tige · Shank types ISO 6360

**313 · FG court**  
*Friction Grip short (FGS)* Ø 1,60 mm

**314 · FG**  
*Friction Grip (FG)* Ø 1,60 mm

**315 · FG long**  
*Friction Grip long (FGL)* Ø 1,60 mm

**316 · FG extra-long**  
*Friction Grip extra-long (FGXL)* Ø 1,60 mm

**204 · Contre-angle (CA)**  
*Right-angle (RA)* Ø 2,35 mm

**205 · Contre-angle (CA) long**  
*Right-angle long (RAL)* Ø 2,35 mm

**206 · Contre-angle (CA) extra-long**  
*Right-angle extra-long (RAXL)* Ø 2,35 mm

**204 · Contre-angle (CA)**  
*Right-angle (RA)* Ø 2,35 mm

**103 · Pièce-à-main courte**  
*Handpiece short (HPS)* Ø 2,35 mm

**654 · Manche court, plastique**  
*Handle short, plastic* Ø 4,00 mm

**104 · Pièce-à-main**  
*Handpiece (HP)* Ø 2,35 mm

**644 · Manche**  
*Handle* Ø 6,00 mm

**105 · Pièce-à-main longue**  
*Handpiece long (HPL)* Ø 2,35 mm

**471 · FO/PCR**  
*FO/PCR* Ø 1,60 mm

**106 · Pièce-à-main extra-longue**  
*Handpiece extra-long (HPXL)* Ø 2,35 mm

**900 · non monté**  
*not mounted*

**123 · Pièce-à-main courte, fraiseuse**  
*Handpiece short thick (HPST)* Ø 3,00 mm

**124 · Pièce-à-main fraiseuse**  
*Handpiece thick (HPT)* Ø 3,00 mm

Diamètre de la tête/Tailles · Head Diameter/Sizes

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 1/16 mm	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	
Ø mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	
Ø inches	0.020	0.024	0.028	0.031	0.035	0.039	0.047	0.055	0.063	0.071	0.083	0.091	0.098	0.106	0.114	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ø 1/8 mm	031	033	035	037	040	042	045	047	050	055	060	065	070	075	080	
Ø mm	3.1	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
Ø inches	0.122	0.130	0.138	0.148	0.157	0.165	0.177	0.185	0.197	0.217	0.236	0.256	0.276	0.300	0.315	

