

# AlproJet-W et AlproJet-DD

Nettoyage, désinfection et entretien des systèmes d'aspiration



Le système AlproJet-W et AlproJet-DD est destiné au nettoyage, la désinfection et à l'entretien des systèmes d'aspiration, de séparation et de récupération d'amalgame des unités dentaires. (voir protocole d'utilisation pour plus d'informations)

## AlproJet-W (Nettoyage)

- Nettoyant spécial des systèmes d'aspiration et de séparation
- Dissout et élimine les résidus de sang (contient solvant des protéines)
- Dissout le calcaire (**pH = acide**)
- Neutralise le peroxyde d'hydrogène et le bicarbonate de sodium (systèmes type « Air Flow »)
- Ne mousse pas
- Exempt de phénol, d'aldéhyde, de phosphate et de chlore
- Préserve les performances du système d'aspiration

## AlproJet-DD (Désinfection)

- Désinfecte les conduits d'eau des systèmes d'aspiration et de séparation
- Répond à toutes les normes en vigueur
- Ne mousse pas
- Neutralise la salive et les acides (**pH = alcalin**)
- Préviend la formation de salissures



AP3105 AlproJet-W Bidon (5L)  
AP3115 AlproJet-DD Bidon (5L)  
AP3085 AlproJet MixCup  
9888 Gobelet doseur  
9834A Bouchon verseur