



AlproSept-HDE

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains et de la peau. **TP1**



AP5024

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.

- Pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, par friction selon l'avis du Comité Technique National des infections nosocomiales du 5/12/2001 sur la place de la friction hydro-alcoolique dans l'hygiène des mains lors des soins (Direction Générale de la Santé B.O. n° 2001-52)

Composition et données physiques

Contenu pour 100 g de produit :

0,1 g éthanol
63,1 g Isopropanol
PHB

Efficacité

EN 14476

Spectre d'activité

Critères de test : conditions de saleté.

Température ambiante

Non dilué en 30 secondes

- Désinfection hygiénique des mains (EN 13727, EN 13624, EN 1500; P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, C.albicans)

- mycobactérie (EN 14348; M.terrae et M.avium)

Critères de test : conditions de propreté.

Température ambiante

- Désinfection chirurgicale des mains (EN13727, EN13624, EN 12791; P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, C.albicans), non dilué en 3 minutes
- Virucide limité (EN 14476) contre les virus enveloppés, p.ex HBV, HCV, HIV et influenza, non dilué en 30 secondes.

Ne contient pas de nanomatériaux.

Champs d'application

AlproSept-HDE est une solution prête à l'emploi.

Pour une **désinfection hygiénique** :

Appliquer 3-5 ml d'AlproSept-HDE sur les mains et frictionner pendant 30 secondes, ne pas s'essuyer les mains.

Pour une **désinfection chirurgicale** :

Appliquer 3-5 ml d'AlproSept-HDE sur les mains et frictionner pendant 3 minutes, ne pas s'essuyer les mains.

Utilisez AlproSept-HDE en toute sécurité.

Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Durée de conservation

3 ans

Expertise

HygCen Austria:

EN 12791, 2023-05

EN 1500, 2023-05

EN 13727, 2023-05

EN 13624, 2023-05

EN 14348, 2023-05

EN 14476, 2023-05

Bactologicum GmbH:

EN 12791, 2023-06

EN 13727, 2023-06

EN 13624, 2023-06

W.H.U. GmbH:

EN 1500, 2023-05

EN 13727, 2023-05

EN 13624, 2023-05

Dermatest GmbH:

Test épicutané, 2024-06

Propriétés spécifiques

- Solution préservant l'épiderme, sans réactions allergènes connues

Conditionnement

AP5024 Flacon 1 L

Accessoire

AP4029 Pompe doseuse



AP4029



AP5024